

Az új FlexLink™ TiBase

Az új **FlexLink™ TiBase** felépítményt a BIOMET 3i arra tervezte, hogy az implantátumokra koronákat és hidakat készíthessen, hagyományos vagy digitális eljárások alkalmazásával, legyen szó akár csavarozott, akár ragasztott protézisről.


A **FlexLink™ TiBase** elérhető belső **Certain és külső hexagonos kapcsolattal** (Zero Rotation™) is, a **3,4, 4,1 és 5 mm-es átmérőjű platformokon**, akár **Silver változatban** is (színezés nélkül, titánium csavarral).

Ezáltal a kezelő orvos, valamint a technikus számára minden szempontból széleskörű választékban áll rendelkezésre.



A FlexLink™ TiBase előnyei

- A GoldTite® csavaroknak a Certain® kapcsolatokkal való használata lehetővé teszi a tömítés nagyfokú épségének megőrzését, ami pedig túlmutat az összes kereskedelmileg elérhető megoldás által nyújtott teljesítményen.
- A dedikált ScanBody fejek lehetővé teszik a legelterjedtebb digitális protokollok használatát úgy a rendelőkben (optikai lenyomat), mint a laboratóriumokban (Cad Cam).
- Eredeti alkatrészek, melyek az ideális illeszkedés érdekében precíziós szabványok alapján készülnek és optimális tűréshatárokkal rendelkeznek.
- Titán-nitrid réteg, mely lehetővé teszi az áttetsző anyagokkal való munkát anélkül, hogy azok esztétikai megjelenését befolyásolná.
- Lehetőséget ad úgy a szóló koronák, mint a hidak formájában kínált megoldások biztosítására, legyen szó csavarozással vagy ragasztással történő rögzítésről.





Certain® FlexLink™ TiBase felépítmény				
	MAGASSÁG	3.4mm M	4.1mm s	5.0 mm w
Hexagonos	3.5mm	IEMTB31G	IESTB31G	IEWTB31G
Hexagonos	5.5mm	IEMTB51G	IESTB51G	IEWTB51G
Nem hexagonos	3.5mm	IEMTB32G	IESTB32G	IEWTB32G

Gold-Tite® csavarok a FlexLink™ TiBase felépítmény csomagban.

Certain® kellékek					
		viaszozó csavar	próbacsavar	átmérő	Scan Body
Hexagonos				3.4 mm	
Nem hexagonos				4.1/5.0 mm	



FlexLink™ külső hexagonos felépítmény TiBase				
	MAGASSÁG	3.4mm M	4.1mm s	5.0 mm W
Hatlapfejű	3.5mm	EMTB31G	ESTB31G	EWTB31G
Hatlapfejű	5.5mm	EMTB51G	ESTB51G	EWTB51G
Nem	3.5mm	EMTB32G	ESTB32G	EWTB32G

Gold-Tite® csavarok a FlexLink™ TiBase felépítmény csomagban.

Kiegészítők külső hexagon					
		viaszozó csavar	próbacsavar	átmérő	Scan Body
Hexagonos				3.4 mm	
Nem-hexagonos				4.1/5.0 mm	



FlexLink™ Silver TiBase Certain® felépítmény				
	MAGASSÁG	3.4mm M	4.1mm s	5.0 mm w
Hexagonos	3.5mm	IEMTB31T	IESTB31T	IEWTB31T
Hexagonos	5.5mm	IEMTB51T	IESTB51T	IEWTB51T
Nem hexagonos	3.5mm	IEMTB32T	IESTB32T	IEWTB32T

Titánium csavarok a FlexLink™ TiBase felépítmény csomagban.



FlexLink™ Silver TiBase külső hexagonos felépítmény				
	MAGASSÁG	3.4mm M	4.1mm s	5.0 mm w
Hexagonos	3.5mm	EMTB31T	ESTB31T	EWTB31T
Hexagonos	5.5mm	EMTB51T	ESTB51T	EWTB51T
Nem hexagonos	3.5mm	EMTB32T	ESTB32T	EWTB32T

Titánium csavarok a FlexLink™ TiBase felépítmény csomagban.